

MATERIÁLOVÝ LIST



MEDITAP

složení	100% PVC (polyvinylchlorid)	
podklad	100% PES (polyester)	
šíře	145cm	
hmotnost	652g/bm	+/- 5%
test oděru Martindale	> 200.000 otáček	
nehořlavá úprava	cigaretový test	EN 1021 part 1
	zápalkový test	EN 1021 part 2

zdravotnické atesty a normy

- Hygienický atest pro použití ve zdravotnictví
- Test odolnosti na desinfekci a sterilizaci
- Öko-Tex Standard 100
- ISO 10993-5 – Zkoušky na cytotoxicitu
- ISO 10993-10 – Zkouška dráždivosti a senzibilizace kůže
- EN 71-3 – Migrace určitých prvků

údržba ve zdravotnictví

Testována údržba desinfekčními prostředky na bázi chlóru (roztoky Medicarine 1‰, HAZ 5‰ až 1%, Milton 1%, desinfekční sprej Tristel, čistící ubrousky obsahující isopropanol 70%). Může nastat menší změna barvy a tvrdosti materiálu.

běžná údržba

Nečistoty je možné setřít měkkým hadříkem namočeným v neutrálním mýdlovém roztoku. Tekuté nečistoty odsajte papírovou utěrkou. Nepoužívejte chemická rozpouštědla.

Látku nevystavujte přímému slunečnímu záření.

Pozdní odstraňování nečistot snižuje úspěšnost čištění.

Odstín a dezén látky se z technologických důvodů mohou mírně lišit od vzorníku.