

NONSTOP  
LINE

ZÁTĚŽOVÁ  
KŘESLA

MyCronos  
MyCratus



2498 A 24 001

mayer<sup>cz</sup>  
Sitzmöbel

## Kvalita sezení, kterou pocítíte a oceníte!

Při vývoji křesla MyCronos jsme věnovali nadstandardní péči kvalitnímu a zdravému sezení. Dnes Vám s hrdostí představujeme výrobek, který snese ta nejpřísnější kritéria.

Jednotlivé součásti křesla byly certifikovány nezávislými autoritami a zaručují tak pohodlné a zdravé sezení.

Vhodné pro dispečerská pracoviště, 24 hodinové provozy a ostatní vysoce zátěžová pracoviště.

**záruka  
až 5 let**

## Proč MyCronos?

### Pohodlné a zdravé sezení

- prodyšný sedák pro snížení vlhkosti
- nastavitelná hlavová opěrka
- libovolné nastavení polohy sezení

### Testované a certifikováno

- jednotlivé komponenty certifikovány na vysokou výdrž

### Speciální čalounění

- prodyšné ve 4 barvách
- odolnost 500.000 Martinadale (test)
- možnost hygienických návleků

### Robustní konstrukce

- zátěž až 150 kg
- komponenty certifikovány pro zátěžové a non stop použití
- testováno namáhání v tlaku a tahu

### Nadstandardní služby a záruka

- záruka 3 - 5 let
- možnost garance opravy do 3 dnů

## Barevné provedení



modročerná 24 001



červenočerná 24 008



zelenočerná 24 012



šedočerná 24 002

# +8 výhod

## MyCronos

hygienický návlek  
na hlavovou opěrku

nastavitelné  
područky  
ve 3 směrech

možnost  
hygienických návleků  
na područky

pevné  
robustní  
područky

hygienický sedák pro  
snížení vlhkosti sezení

individuální nastavení  
síly přitlaku zad

mechanika synchronní  
zátěžová s aretací  
v 5 polohách

nosný kříž pro  
vysokou zátěž

2498 A 24 001

univerzální  
pojezdová kolečka pro  
vysokou zátěž

## Kvalita sezení, kterou pocítíte a oceníte!

Při vývoji křesla MyCratus jsme věnovali nadstandardní péči kvalinímu a zdravému sezení. Dnes Vám s hrdostí představujeme výrobek, který snese ta nejpřísnější kritéria.

Jednotlivé součásti křesla byly certifikovány nezávislými autoritami a zaručují tak pohodlné a zdravé sezení.

Vhodné pro dispečerská pracoviště, 24 hodinové provozy a ostatní vysoce zátěžová pracoviště.

**záruka  
až 5 let**

## Proč MyCratus?

### Pohodlné a zdravé sezení

- vysoké měkké čalounění pro pohodlné sezení
- kvalitní odolná synchronní mechanika
- vzduchový vak pro nastavení bederní opory

### Testované a certifikováno

- jednotlivé komponenty certifikovány na vysokou výdrž

### Speciální čalounění

- prodyšné ve 4 barvách
- odolnost 500.000 Martinadale (test)
- možnost hygienických návleků

### Robustní konstrukce

- zátěž až 150 kg
- mohutný korpus
- mohutné područky
- mohutná mechanika s aretací v 11 polohách

### Nadstandardní služby a záruka

- záruka 3 - 5 let
- možnost garance opravy do 3 dnů

## Barevné provedení



modročerná 24 001



červenočerná 24 008



zelenočerná 24 012



šedočerná 24 002

# +7 výhod

## MyCratus

hygienický návlek  
na hlavovou opěrku

možnost hygienických  
návleků na područky

mohutné  
područky

AIR pumpa pro  
nafukování a vypouštění  
vzduchového vaku  
umístěného v bederní  
části opěry zad

mechanika synchronní  
zátěžová s aretací  
v 11 polohách

snadné ovládání  
síly přítlaču zad

nosný kříž pro  
vysokou zátěž

247NS AIR 24 008

univerzální pojezdová kolečka  
pro vysokou zátěž

## Prohlášení výrobce:

„Pevně si stojíme za kvalitou našich výrobků a proto Vám poskytujeme možnost záruky na 5 let. A pokud by se s naší židlí přeci jenom něco stalo, můžeme Vám garantovat přednostní vyřízení reklamace do 3 pracovních dnů.“

## Sestava na míru

Sestavte si Vaše křeslo na míru přesně jak potřebujete.

Nabízíme Vám navíc oproti standardu:

- možnost prodyšného sedáku a nastavitelných područek u křesla MyCronos
- možnost vzduchové AIR pumpy u křesla MyCratus
- možnost hygienických návleků na područky
- čtyři varianty barvy čalounění

**záruka  
až 5 let**

## Záruka 5 let

Jsme si jisti kvalitou našich výrobků a proto nabízíme záruku 3 - 5 let na všechny křesla MyCronos a MyCratus.

**oprava  
do 3 dnů**

## Garance opravy do 3 dnů

Pokud by se už “něco” s křeslem stalo, vyřídíme všechny reklamace do 3 pracovních dnů (1 den oprava + 2 dny přeprava) dle speciálních záručních podmínek.

## Výhody prodyšného sedáku

U křesla MyCronos lze využít možnosti prodyšného sedáku, který při sezení nabízí nižší vlhkost a teplotu. Jde o důležitý zdravotní aspekt při dlouhodobém sezení, neboť působí jako prevence vzniku a přežívání různých plísní a bakterií, potíží při hemeroidech a snižování mužské plodnosti v důsledku dlouhodobého přehřívání.

## Zavolejte nám

Pro další podrobné informace kontaktujte Vašeho prodejce:

tel:

e-mail:

# Certifikáty kvality



LGA QualiTest GmbH

## Qualitäts-Zertifikat



Die LGA QualiTest GmbH

bestätigt hiermit, dass die Firma

**Gross + Froelich GmbH & Co. KG**  
71263 Weil der Stadt

ihre Produkt

**Lenkdoppelrollen für Drehstühle, Ø 60 mm, Typ „WU“**  
Rollensbezeichnung: „MOVE 60-16 (W)“, „MOVE 60-20 (W)“, „MOVE 60-27 (W)“, „MOVE 60-36 (W)“, und „MOVE 60-45 (W)“  
(lastabhängig gebremst)

im Rahmen eines Überwachungsvertrages prüfen und permanent überwachen läßt.

Qualitätsmerkmale	Daten / Fakten
Anforderungen nach DIN EN 12 529	erfüllt
Rollwiderstand unbelastet	> 9 N
Roll- und Schwenkwiderstand, belastet	< 15 % bzw. 20 % der Prüflast
Höhe dynamische und statische Festigkeit	Mit bzw. ohne Schwellen
Anforderungen nach BIFMA X 5.1	erfüllt
Funktionelle Eigenschaften	Volle Funktionsfähigkeit vor und nach Ermüdungsprüfung
Qualitätssicherung	Fremd- und Eigenüberwachung

Nürnberg, 25.10.2006  
geändert, 30.03.2007

Qualitäts-Zertifikat-Nr. 1399  
LGA-Untersuchungsbericht Nr. 736 1682/2

ppa.

Dr.-Ing. W. Schubert  
Zertifizierungsgeselle



Dipl.-Ing. (FH) R. 4eym  
Leiter des Fachzentrums Q MBL N



### CHAIR TEST REPORT (REVISED)

Gordon Manufacturing  
5250 52<sup>nd</sup> Street, SE  
Grand Rapids, MI 49512

ATTENTION: Mr. Ian Davis

PURCHASE ORDER NO: 656293  
JOB NO: H4156

EST Testing Solutions - Holland reports, reports, and data apply only to the samples tested and are not necessarily an indication of the quality associated with apparently identical or similar products. EST Testing Solutions - Holland reports shall not be reproduced except in full and with written approval of either the addresser identified above or EST Testing Solutions - Holland.

#### PRODUCT TESTED:

One tilting office chair in good condition with the following components:	
Chair back shell	Davidson Plyforms Back Shell Part Number 5C0000
	Davidson Plyforms Seat Shell Part Number 5C0008
	Gordon Manufacturing J-Back Part Number 60440001
Casters	Leggett & Platt FW Casters Part Number D90105
Base	Gordon Manufacturing 7100 Series Base Part Number N60078
Base Overlay	Gordon Manufacturing 7100 Series Base Overlay Part Number N60018
Tilt Mechanism	L&P Office Components International Revo Tilt Mechanism Part Number NI4734

#### DATE(S) TESTED:

10/28/04

#### TEST PROCEDURE:

##### Back Strength Test

ANSI/BIFMA X5.1-2002, Sections 5 & 6

- The chair was testing to Section 5 while in the tilt mode and to Section 6 with the tilt lock engaged.
- The chair was secured on a test platform and a form fitting load adapter was attached 16" above the seat height.
- The loads were applied 90° to the plane of the back at the rearwardmost position.
- All loads were applied for 1 minute.
- For information only, the angle of the J support bracket was measured before testing and after each load.

#### DATA AND OBSERVATIONS:

Load	Mode	Observations
200 lbf. Functional	Tilting	There was no loss of serviceability. The J bracket changed from 83° (forward of vertical) to 89° (forward of vertical).
150 lbf. Functional	Locked	There was no loss of serviceability. The J bracket remained at 89° (forward of vertical).
250 lbf. Proof	Locked	There was no sudden and major change in the structural integrity. The J bracket changed to 81° (back of vertical).
300 lbf. Proof	Tilting	There was no sudden and major change in the structural integrity. The J bracket changed to 72° (back of vertical).

Page 2 of 11

345 East 48<sup>th</sup> Street, Holland, MI 49423 • Phone: 616-546-3902 • Fax: 616-546-3903

Email: bob@welbank-test.com

Written By: Bob Welbank

## Test Certificate

### LEGGETT & PLATT OFFICE COMPONENTS

The sample described by the client as 'LP-REVO Mechanism' supplied for testing by Leggett & Platt Office Components, has satisfied the relevant requirements of BS 5459-2:2000 + A2:2008 - Specification for performance requirements and tests for office furniture - Part 2: Office pedestal seating for use by persons weighing up to 150 Kg and for use up to 24 hours a day, including type-approval tests for individual components. (Clause A.5.1, A.5.2, A.5.3, A.5.5, A.7.8, A.7.9 Only).

Tests marked\* are not UKAS Accredited

SATRA Report: FUR0191996/1107

Date: 24<sup>th</sup> June 2011

Signed: [Signature]  
(D. Major)

NOTES: This certificate must be read in conjunction with the report referred to above. The results of these tests are only applicable to the test sample submitted for testing. This test certificate does not guarantee ongoing conformity of production. (SATRA's standard terms and conditions apply).

INTERNATIONAL MEMBERSHIP AND TECHNOLOGY ORGANISATION

SATRA Technology Centre, Wyndham Way,  
Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD  
Tel: +44 (0) 1536 410000 Fax: +44 (0) 1536 410626




CATAS S.p.A.  
Via Sesto, 2/10  
10128 Torino, Italia  
Tel: +39 011 212511 Fax: +39 011 212500  
E-mail: catas@catas.com  
www.catas.com



TEST REPORT 70230 / 1		Spett. LEGGETT & PLATT OFFICE COMPONENTS INTERNATIONAL S.p.A. VICOLO E. MATTEI, 1/3 - Z.I. 31055 QUINTO DI TREVISO (TV) ITALY
Date received: 01-05-06		
Date of test: 01-05-06		
Date of issue: 28-06-06		
Sample name: REVO B with integrated seat slider and FSD / REVO B con slitta integrata e FSD		

#### Seat and back fatigue test - EN 1335-3/2000 - Clause 7

Seat height:	highest position
Seat inclination:	horizontal
Back rest in height:	highest position
Back rest in depth:	rear-most position
Position of castors (points A, D - G):	perpendicular to the base arms
Position of castors (points C-B, J-E, F-H):	see clause 4.1 - fig.
Tension of mechanism spring:	minimum



#### Test results:

Number of cycles	Loading point	Forza applicata N	Back rest inclination mechanism	Remarks
120 000	A	1 500	Unlocked	No defects
80 000	C B	1200 320	Unlocked	No defects
20 000	J E	1200 320	Unlocked	No defects
20 000	F H	1200 320	Unlocked	No defects
20 000	D G	1100 1100	Unlocked	No defects

\* Height of Displacement



Chief Executive  
Kort Inđ Angelo Spetanza

Sample name is declared by the company who asked for the test. This report relates to the samples submitted or the test and no others. Additions, deletions or alterations are not permitted. This test report must always be reproduced in its entirety.

## Rozměry (cm)

						hmotnost netto (kg)
2498 A	125-135	46-56	48	52	65	26kg
2498 AV	125-135	46-56	48	52	68	25kg
247NS	125-132	46-53	50	55	66	29kg

## Hygienické návleky



HNH - hygienické návleky na hlavové opěrky



HNA - hygienické návleky na pevné područky



MyCronos | NONSTOP  
MyCratus | LINE